

Ισχίο-Γόνατο

EUROKINETIC





Ιοχίο-Γόνατο



ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ΜΕ ΟΠΗ

• Κωδικός: 4112

• Μέγεθος:

ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑΣ:

S = (33-36)cm, **M** = (36-38)cm, **L** = (38-41)cm, **XL** = (41-46)cm

- Κατασκευή από ΝΕΟΠΡΕΝΕ 3/16" άριστης ποιότητας
- Εσωτερική αντιαλλεργική επένδυση.
- Κυκλικός δακτύλιος γύρω από την επιγονατίδα για καλύτερη σταθεροποίηση.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Προληπτικά για την επανένταξη σε αθλητικές δραστηριότητες μετά από κακώσεις γόνατος, χονδροπάθεια, εξάρθρημα επιγονατίδας.



ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ΜΕ ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΕΙΣ ΜΠΑΝΕΛΕΣ

• Κωδικός: 4113

• Μέγεθος:

ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑΣ:

S = (33-36)cm, **M** = (36-38)cm, **L** = (38-41)cm, **XL** = (41-46)cm

- Κατασκευή από ΝΕΟΠΡΕΝΕ 3/16" άριστης ποιότητας
- Εσωτερική αντιαλλεργική επένδυση.
- Κυκλικός δακτύλιος γύρω από την επιγονατίδα για καλύτερη σταθεροποίηση.
- Πλάγιες εύκαμπτες μεταλλικές σπειροειδείς μπανέλες.
- Αυτοκόλλητοι κυκλικοί σταθεροποιητικοί μνάντες.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Προληπτικά για την επανένταξη σε αθλητικές δραστηριότητες μετά από κακώσεις τενόντων, πλαγιών συνδέσμων, θλάσεις γόνατος.

Ισχίο-Γόνατο



ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ΜΕ ΑΡΘΡΩΤΕΣ ΜΠΑΝΕΛΕΣ

• Κωδικός: 4114

• Μέγεθος:

ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑΣ:

S = (33-36)cm, **M** = (36-38)cm, **L** = (38-41)cm, **XL** = (41-46)cm

- Κατασκευή από ΝΕΟΠΡΕΝΕ 3/16" άριστης ποιότητας
- Εσωτερική αντιαλλεργική επένδυση.
- Πλάγιες μεταλλικές μπανέλες αλουμινίου.
- Κυκλικός δακτύλιος γύρω από την επιγονατίδα για καλύτερη σταθεροποίηση.
- Αυτοκόλλητοι κυκλικοί σταθεροποιητικοί ιμάντες.



ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Προληπτικά για την επανένταξη σε αθλητικές δραστηριότητες μετά από κακώσεις τενόντων, πλαγιών συνδέσμων, θλάσεις γόνατος.

EUROKINETIC



Ιοχίο-Γόνατο



ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ΜΕ ΑΡΘΡΩΤΕΣ ΜΠΑΝΕΛΕΣ

• Κωδικός: 4116

• Μέγεθος:

ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑΣ:

S = (33-36)cm, **M** = (36-38)cm, **L** = (38-41)cm, **XL** = (41-46)cm

- Κατασκευή από ΝΕΟΠΡΕΝΕ 3/16" άριστης ποιότητας
- Εσωτερική αντιαλλεργική επένδυση.
- Πλάγιες μεταλλικές μπανέλες αλουμινίου.
- Κυκλικός δακτύλιος γύρω από την επιγονατίδα για καλύτερη σταθεροποίηση.
- Αυτοκόλλητοι κυκλικοί σταθεροποιητικοί ιμάντες.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Προληπτικά για την επανένταξη σε αθλητικές δραστηριότητες μετά από κακώσεις τενόντων, πλαγιών συνδέσμων, θλάσεις γόνατος.



ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ΜΕ ΑΡΘΡΩΤΕΣ ΜΠΑΝΕΛΕΣ

• Κωδικός: 4117

• Μέγεθος:

ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑΣ:

S = (33-36)cm, **M** = (36-38)cm, **L** = (38-41)cm, **XL** = (41-46)cm

- Κατασκευή από ΝΕΟΠΡΕΝΕ 3/16" άριστης ποιότητας
- Εσωτερική αντιαλλεργική επένδυση.
- Πλάγιες μεταλλικές μπανέλες αλουμινίου.
- Κυκλικός δακτύλιος γύρω από την επιγονατίδα για καλύτερη σταθεροποίηση.
- Αυτοκόλλητοι κυκλικοί σταθεροποιητικοί ιμάντες.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Προληπτικά για την επανένταξη σε αθλητικές δραστηριότητες μετά από κακώσεις τενόντων, πλαγιών συνδέσμων, θλάσεις γόνατος.

Ισχίο-Γόνατο



ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ΜΕ ΑΡΘΡΩΤΕΣ ΜΠΑΝΕΛΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

• Κωδικός: 4119

• Μέγεθος:

ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑΣ:

S = (33-36)cm, **M** = (36-38)cm, **L** = (38-41)cm, **XL** = (41-46)cm

- Κατασκευή από NEOPRENE 3/16" άριστης ποιότητας
- Εσωτερική αντιαλλεργική επένδυση.
- Ανοιγόμενη για ευκολότερη τοποθέτηση.
- Πλάγιες μεταλλικές μπανέλες αλουμινίου.
- Πολυκεντρικός μηχανισμός ρύθμισης
- Ρύθμιση σε θέση επιλογής.
- Αυτοκόλλητοι κυκλικοί σταθεροποιητικοί ιμάντες.

ΕΝΔΕΞΕΙΣ

- Προληπτικά για την επανένταξη σε αθλητικές δραστηριότητες μετά από κακώσεις πλαγίων συνδέσμων, κακώσεις χιαστών γόνατος, μηνίσκου.



Ισχίο-Γόνατο



ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ΜΕ ΑΡΘΡΩΤΕΣ ΜΠΑΝΕΛΣ

• Κωδικός: 4120

• Μέγεθος:

ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑΣ:

S = (30-35)cm, **M** = (35-40)cm, **L** = (40-45)cm, **XL** = (45-50)cm,

XXL = (50-55)cm

- Κατασκευή από υλικό Cool flex άριστης ποιότητας αντιαλλεργικό, αεριζόμενο και εσωτερικά από υλικό Skinloc το οποίο δεν επιτρέπει στην επιγονατίδα να γλιστράει πάνω στο πόδι.
- Ανοιγόμενη για ευκολότερη τοποθέτηση.
- Πλάγιες αρθρωτές μπανέλες αλουμινίου.
- Σταθεροποιητικοί ιμάντες.

ΕΝΔΕΞΕΙΣ

- Προληπτικά για την επανένταξη σε αθλητικές δραστηριότητες μετά από κακώσεις πλάγιων συνδέσμων γόνατος.



ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΓΟΝΑΤΟΣ ΡΤΟ

• Κωδικός: 4121

• Μέγεθος:

ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑΣ:

XS = (25-30)cm, **S** = (30-35)cm, **M** = (35-40)cm, **L** = (40-45)cm,

XL = (45-50)cm, **XXL** = (50-55)cm

ΔΕΞΙΟΣ-ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ

- Κατασκευή από υλικό Cool flex άριστης ποιότητας αντιαλλεργικό, αεριζόμενο και εσωτερικά από υλικό Skinloc το οποίο δεν επιτρέπει στην επιγονατίδα να γλιστράει πάνω στο πόδι.
- Ανοιγόμενη για ευκολότερη τοποθέτηση.
- Μηχανισμός πίεσης σε θέση επιλογής στην επιγονατίδα.
- Πλάγιες μπανέλες αρθρωτές για καλύτερη σταθεροποίηση.
- Σύστημα μηχανισμού το οποίο ακολουθεί την επιγονατίδα κατά την κάμψη-έκταση.

ΕΝΔΕΞΕΙΣ

- Εξάρθρωμα επιγονατίδας.
- Χονδροπάθεια επιγονατίδας.
- Αστάθεια επιγονατίδας

Ισχίο-Γόνατο



ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ

• Κωδικός: 4122

• Μέγεθος:

ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑΣ:

XS = (25-30)cm, **S** = (30-35)cm, **M** = (35-40)cm, **L** = (40-45)cm,

XL = (45-50)cm, **XXL** = (50-55)cm

- Κατασκευή από υλικό Cool flex άριστης ποιότητας αντιαλλεργικά, αεριζόμενο και εσωτερικά από υλικό Skin loc το οποίο δεν επιτρέπει στην επιγονατίδα να γλιστράει πάνω στο πόδι.
- Μηχανισμός πίεσης σε θέση επιλογής στην επιγονατίδα.
- Ανοιγόμενη για ευκολότερη τοποθέτηση.
- Πλάγιες σπειροειδείς μπάνελες.
- Ταιριάζει και σε δεξί και σε αριστερό πόδι.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Εξάρθρωμα επιγονατίδας.
- Χονδροπάθεια επιγονατίδας.
- Αστάθεια επιγονατίδας.

EURO KINETIC



ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ΜΕ ΑΡΘΡΩΤΕΣ ΜΠΑΝΕΛΕΣ & ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΗΚΟΥΣ 32 εκ.

• Κωδικός: 4126

• Μέγεθος:

ΜΕΤΡΗΣΗ 15ΕΚ. ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑΣ:

S = (38-46)cm, **M** = (46-53)cm, **L** = (53-61)cm, **XL** = (61-69)cm

- Κατασκευή από NEOPRENE άριστης ποιότητας και Velcro για εύκολη τοποθέτηση.
- Εσωτερική αντιαλλεργική επένδυση.
- Πολυκεντρικός με τέσσερις άξονες μηχανισμός ρύθμισης ο οποίος διατηρεί την φυσική κίνηση της άρθρωσης του γονάτου.
- Ρύθμιση σε θέση επιλογής.
- Τέσσερις σταθεροποιητικοί ιμάντες.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Προληπτικά για την επανένταξη σε αθλητικές δραστηριότητες μετά από κακώσεις Πλαγίων Συνδέσμων, κακώσεις Χιαστών γόνατος.



Ιοχίο-Γόνατο



ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ΜΕ ΑΡΘΡΩΤΕΣ ΜΠΑΝΕΛΕΣ & ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΗΚΟΥΣ 38cm

• Κωδικός: 4125

• Μέγεθος:


ΜΕΤΡΗΣΗ 15ΕΚ. ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑΣ:

S = (38-46)cm, **M** = (46-53)cm, **L** = (53-61)cm, **XL** = (61-69)cm

- Κατασκευή από ΝΕΟΠΡΕΝΕ άριστης ποιότητας με Velcro για εύκολη τοποθέτηση.
- Εσωτερική αντιαλλεργική επένδυση.
- Πολυκεντρικός με τέσσερις άξονες μηχανισμός ρύθμισης ο οποίος διατηρεί την φυσική κίνηση της άρθρωσης του γονάτου.
- Ρύθμιση σε θέση επιλογής.
- Τέσσερις σταθεροποιητικοί ιμάντες.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Προληπτικά για την επανένταξη σε αθλητικές δραστηριότητες μετά από κακώσεις Πλαγίων Συνδέσμων, κακώσεις Χιαστών γόνατος.



Ισχίο-Γόνατο



ΜΗΡΟΚΝΗΜΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ

• Κωδικός: 4200

• Μέγεθος:

ΜΗΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑ: 60εκ., 50εκ., 40εκ.

- Πολυκεντρικός μηχανισμός ρύθμισης.
- Επένδυση αεριζόμενου, αντιαλλεργικού, αντιεφιδρωτικού FOAM κοινού μεγέθους.
- Ρύθμιση πολυκεντρικού μηχανισμού σε θέση επιλογής από 0 έως 120 μοίρες κάμψη και 0 έως 75 μοίρες έκταση με διαβάθμιση ανά 15 μοίρες.
- Σταθεροποιητικοί ιμάντες που εφαρμόζουν με πλαστικούς μηχανισμούς και αυτοκόλλητο Velcro.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Κατάγματα Μηριαίων – Κνημιαίων κονδύλων.
- Ενδαρθρικά κατάγματα απαρεκτόπιστα.
- Εξάρθρωμα επιγονατίδας.
- Μετεγχειρητικά σε ρήξεις συνδέσμων.
- Μετεγχειρητικά σε κατάγματα.

EUROKINETIC



ΜΗΡΟΚΝΗΜΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ

• Κωδικός: 4130

• Μέγεθος:

ΜΗΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑ: ΑΠΟ 48cm ΕΩΣ 70cm

- Τηλεσκοπικός μηχανισμός ρύθμισης μήκους από 48 έως 70cm με ένα κουμπί.
- Πολυκεντρικός μηχανισμός εύκολης ρύθμισης
- Ρύθμιση πολυκεντρικού μηχανισμού σε θέση επιλογής από 0 έως 120 μοίρες κάμψη και 0 έως 90 μοίρες έκταση.
- Κλείσιμο με τέσσερις σταθεροποιητικούς ιμάντες

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Κατάγματα Μηριαίων – Κνημιαίων κονδύλων.
- Ενδαρθρικά κατάγματα απαρεκτόπιστα.
- Εξάρθρωμα γόνατου.
- Μετεγχειρητικά σε ρήξεις συνδέσμων.
- Μετεγχειρητικά σε κατάγματα.

Ισχίο-Γόνατο



ΜΗΡΟΚΝΗΜΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΗΜΕΩΝ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ

• Κωδικός: 4250

• Μέγεθος:

ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΗΡΟΥ:

S = (38-44)cm, **M** = (44-51)cm, **L** = (51-57)cm, **XL** = (57-62)cm

ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΝΗΜΗΣ:

S = (30-34)cm, **M** = (34-38)cm, **L** = (38-42)cm, **XL** = (42-48)cm

ΔΕΞΙΟΣ-ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ

- Χαμηλού προφίλ νάρθηκας με σκελετό κατασκευασμένο από ανθρακονήματα.
- Εσωτερική αντιαλλεργική επένδυση.
- Πολυκεντρικός με τέσσερις άξονες μηχανισμός ρύθμισης κάμψης-έκτασης σε θέσεις 0,20,40,60,80,100,120,140,160 μοίρες.
- Αριθμημένα straps για ευκολία τοποθέτησης από τον ίδιο τον ασθενή.
- Ρύθμιση σε θέση επιλογής.
- Σταθεροποιητικοί μάντες.
- Σχεδιασμός υψηλής σταθερότητας.
- Ιδανικός για μακροχρόνια χρήση.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Συντηρητική και μετεγχειρητική αποκατάσταση μετά από ρήξεις πρόσθιου, οπίσθιου χιαστού, πλάγιων συνδέσμων, τενόντων.



EUROKINETIC

Ιοχίο-Γόνατο



ΜΗΡΟΚΝΗΜΙΚΟΣ ΛΕΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ

• Κωδικός: 4230

• Μέγεθος:

ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΗΡΟΥ:

S = (38-44)cm, **M** = (44-51)cm, **L** = (51-57)cm, **XL** = (57-62)cm

ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΝΗΜΗΣ:

S = (30-34)cm, **M** = (34-38)cm, **L** = (38-42)cm, **XL** = (42-48)cm

ΔΕΞΙΟΣ-ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ

- Χαμηλού προφίλ νάρθηκας με σκελετό κατασκευασμένο από ανθρακονήματα.
- Εσωτερική αντιαλλεργική επένδυση.
- Πολυκεντρικός με τέσσερις άξονες μηχανισμός ρύθμισης κάμψης-έκτασης σε θέσεις 0,20,40,60,80,100,120,140,160 μοίρες.
- Αριθμημένα straps για ευκολία τοποθέτησης από τον ίδιο τον ασθενή.
- Ρύθμιση σε θέση επιλογής.
- Σταθεροποιητικοί ιμάντες.
- Σχεδιασμός υψηλής σταθερότητας.
- Ιδανικός για μακροχρόνια χρήση.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Συντηρητική και μετεγχειρητική αποκατάσταση μετά από ρήξεις πρόσθιου, οπίσθιου χιαστού, πλαγίων συνδέσμων, τενόντων.

Ισχίο-Γόνατο



ΜΗΡΟΚΝΗΜΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ (ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ) ΜΕ ΤΕΤΡΑΞΟΝΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ REBEL

- Κωδικός: 4210
- Μέγεθος: ΚΟΙΝΟ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΗΡΟΥ 15cm ΠΑΝΩ ΑΠΤΟ ΓΟΝΑΤΟ:


S = (39-47)cm, **M** = (47-53)cm, **L** = (53-60)cm, **XL** = (60-70)cm

ΔΕΞΙΟΣ-ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ

- Κατασκευή από ελαφρύ κράμα μετάλλου άριστης ποιότητας.
- Εσωτερική αντιαλλεργική επένδυση.
- Πολυκεντρικός με τέσσερις άξονες μηχανισμός ρύθμισης ο οποίος διατηρεί την φυσική κίνηση της άρθρωσης του γονάτου, ρύθμισης κάμψης-έκτασης σε θέσεις 0,30,45,60,75,90,110 μοίρες και κλειδωμά στις 0,5,10,20,30 μοίρες.
- Ρύθμιση σε θέση επιλογής.
- Σταθεροποιητικοί ιμάντες.
- Σχεδιασμός υψηλής σταθερότητας.
- Ιδανικός για μακροχρόνια χρήση.

ΕΝΔΕΞΕΙΣ

- Συντηρητική και μετεγχειρητική αποκατάσταση μετά από ρήξεις πρόσθιου, οπισθίου χιαστού, πλαγίων συνδέσμων, τενόντων.



Ιοχίο-Γόνατο



ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ THRUSTER RLF

• Κωδικός: 4700

• Μέγεθος:

ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΗΡΟΥ 15cm ΠΑΝΩ ΑΠΤΟ
ΓΟΝΑΤΟ:

S = (44-51)cm, **M** = (51-57)cm, **L** = (57-63)cm, **XL** = (63-70)cm

ΔΕΞΙΟΣ-ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ

- Κατασκευή από κράμα αλουμινίου για μείωση βάρους.
- Ρύθμιση ραβδότητας-βλαισότητας χωρίς την προσθήκη κλειδιών, αλλά με ειδικό μοχλό για ευκολία χρήσης από τον ασθενή.
- Σταδιακή αποφόρτιση της πάσχουσας περιοχής κατά την ενεργοποίηση των μυών σε έκταση με αποτέλεσμα να μην υπάρχει φόρτιση στο πόδι του ασθενή όταν κάθεται.
- Κλείσιμο με μηχανικές αγκράφες ώστε η ρύθμιση με τους μόντες να γίνεται μια φορά.
- Η τοποθέτηση γίνεται με το πόδι του ασθενή στις 90 μοίρες.
- Αριθμημένα straps για ευκολία τοποθέτησης από τον ίδιο τον ασθενή.
- Μεγάλο ποσοστό συμμόρφωσης από τους ασθενείς.
- Μείωση του άλγους σε σύντομο χρονικό διάστημα.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Συντηρητική αντιμετώπιση οστεοαρθρίτιδας σε ασθενείς που δεν χειρουργούνται.



Χωρίς
THRUSTER RLF



Με
THRUSTER RLF



Ισχίο-Γόνατο



ΜΗΡΟΚΝΗΜΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΣΤΑΘΕΡΟΣ

• Κωδικός: 4820

• Μέγεθος: ΚΟΙΝΟ

ΜΗΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑ: 60εκ., 50εκ., 40εκ.

- Κατασκευή από υψηλής ποιότητας υλικό.
- Εσωτερική αντιαλλεργική επένδυση.
- Οπίσθιες και πλάγιες μπανέλες για πλήρη ακινητοποίηση.
- Εξ αυτοκόλλητοι ιμάνες που εφαρμόζουν με πλαστικούς μηχανισμούς.
- Σύστημα τριών τεμαχίων για την καλύτερη εφαρμογή και στα 3 μήκη.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Απαρακτόπιστο κάταγμα επιγονατίδας.
- Εξάρθρωμα επιγονατίδας.
- Μετεγχειρητική χρήση σε συνδέσµους ή ρήξης επιγονατιδικού τένοντα.



ΥΠΟΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΙΚΟ STRAP ΜΕ ΠΙΕΣΤΡΟ

• Κωδικός: 4950

• Μέγεθος: ΚΟΙΝΟ

- Κατασκευή από ισχυρό αντιαλλεργικό υλικό.
- Διαθέτει εσωτερικό πίεστρο.
- Εφαρμογή με διπλό μηχανισμό για καλύτερη εφαρμογή.
- Κλείσιμο με Velcro.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Τενοντίτιδα υποεπιγονατιδικού συνδέσμου.



ΟΣΦΥΟΜΗΡΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ

• Κωδικός: 4080

• Μέγεθος: S/M, L/XL

- Συνδυαστικός νάρθηκας από πλαστικό υλικό που αποτελείται από δυο τμήματα οσφύος και μηρού.
- Κατασκευή από αλουμίνιο και σταλά υψηλής αντοχής.
- Πολυκεντρικός μηχανισμός εύκολης ρύθμισης ισχίου.
- Εσωτερική επένδυση από σερίζόμενο, αντιαλλεργικό αφρώδες ύφασμα.
- Κλείδωμα της απαγωγής σε θέση επιλογής.
- Μηχανισμός ρύθμισης κάμψης έκτασης από 0 έως 140 μοίρες με επαύξηση ανα 20 μοίρες.
- Πρόσθιο κλείσιμο με πλαστικό μηχανισμό και ιμάντα για αύξομείωση της περιφέρειας.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Απαρακτόπιστα κατάγματα μείζονος και ελάσσονος τροχαντήρα.
- Εξάρθρωμα ισχίου.
- Πρόληψη εξάρθρωματος μετά από ολική αρθροπλαστική ισχίου ή σε περιπτώσεις revision.



Ισχίο-Γόνατο



ΟΣΦΥΟΜΗΡΙΑΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ

• Κωδικός: 4090

• Μέγεθος:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΕΣΗΣ:

S = (72-96)cm, **M** = (96-114)cm, **L** = (114-140)cm

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΗΡΟΥ:

S = (48-66)cm, **M** = (66-76)cm, **L** = (76-87)cm

ΔΕΞΙΟΣ-ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ

- Πολυκεντρικός μηχανισμός εύκολης ρύθμισης ισχίου χωρίς την προσθήκη άλλων εξαρτημάτων.
- Εσωτερική επένδυση από αφρώδες ύφασμα.
- Διαμορφώσιμη μπανέλα αλουμινίου για θέση απαγωγής.
- Ελαφρύς νάρθηκας με ικανοποιητική ακινητοποίηση σε θέση επιλογής.
- Μηχανισμός ρύθμισης κάμψης έκτασης από 30 έως 105 μοίρες με κλείδωμα από 30 έως 60 μοίρες με επαύξηση ανά 15 μοίρες.
- Συνδυάζεται με τον μηροκνημικό νάρθηκα OR και γίνεται οσφυομηροκνημικός και με την μπότα 5075 όπου γίνεται οσφυομηροκνημοποδικός.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Απαραεκτήσιμα κατάγματα μείζονος και ελάσσονος τροchanτήρα.
- Εξάρθρωμα ισχίου.
- Πρόληψη εξάρθρωματος μετά από ολική - αρθροπλαστική ισχίου ή σε περιπτώσεις revision.



ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΙΣΧΥΩΝ

• Κωδικός: 6040

• Μέγεθος: ΚΟΙΝΟ

- Κατασκευή από αφρώδες υλικό.
- Ελαστικοί αυτοκόλλητοι ιμάντες.
- Εξωτερική αντιαλλεργική επένδυση

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Μετά από ολική αρθροπλαστική ισχίου και όπου χρειάζεται ακινητοποίηση σε θέση απαγωγής..